

FOR HOSPITAL USE ONLY • SOLO PARA USO EN HOSPITALES

# Boppy® HC Pillow for Newborn Feeding

## Durable • Wipeable • Comfortable

### Usage Instructions:

To maintain cleanliness between patients, please wipe the entire pillow thoroughly with a hospital grade disinfectant cleanser.

Allow the pillow to air dry 2-3 minutes before applying the disposable slipcover or before storing.

Please dispose of used slipcovers in the waste receptacle, or as appropriate.

Please replace pillow every 6 months.

**For newborn feeding only.**

### Instrucciones de uso:

*Para mantener la limpieza entre pacientes, limpie totalmente con un paño toda la almohada usando un limpiador desinfectante apto para uso en hospitales.*

*Deje secar al aire la almohada 2-3 minutos antes de colocar la funda desechable o de guardarla.*

*Descarte las fundas usadas en el receptáculo de basura, o según corresponda.*

*Cambie la almohada cada 6 meses.*

**Solamente para alimentar recién nacidos.**

### ▲ WARNING

Possible Suffocation Hazard.

Never allow baby to sleep on the Boppy® pillow. Do not allow baby to lie face down on a Boppy® pillow. To prevent positional asphyxia, keep baby's airway open at all times. For proper breathing when using the pillow for propping, do not allow baby to be curled up in the center of the pillow area or be propped up too high on the pillow. Do not use in crib, cradle, bassinet, playpen, play yard. Not for use on a bed, either with the baby alone or with a caregiver who may fall asleep while feeding the baby. Do not leave baby unattended - adult supervision is required. Improper use of this product could result in serious injury or death. Baby must be supported by your arms holding the baby at all times. Do not use with baby while standing.

**IMPORTANT:** Remove all packaging and fasteners before use.



boppy.com

### ▲ ADVERTENCIA

Possible peligro de asfixia.

Nunca jamás permitir que el bebé duerma sobre la almohada Boppy®. No permita que el bebé se acueste boca abajo sobre una almohada Boppy®. Para prevenir la asfixia debido a la posición, mantenga abiertas las vías respiratorias del bebé en todo momento. Para respirar correctamente al usar la almohada para apoyarse, no deje que el bebé se acurruque en el centro de la almohada ni que se apoye demasiado alto sobre ella. No debe usarse en una cuna normal o mecedora, un moisés, un corralito, área de juego ni sobre una cama, ya sea estando solo el bebé o con una persona que lo culde dado que puede quedarse dormida mientras alimenta al bebé. Siempre vigile al bebé; se requiere la supervisión de un adulto. El uso incorrecto de este producto puede causar heridas graves o la muerte. El bebé debe quedar apoyado por sus brazos sosteniéndolo en todo momento. No la use con el bebé estando de pie.

**IMPORTANTE:** Retire todo el material de embalaje y los sujetadores antes de usar.